

ДИАМ

современная лаборатория

www.dia-m.ru

2022 00 0100

eppendorf

advantage Новая акция с 01.09.2017 по 31.12.2017



Заказывайте
и пользуйтесь
с удовольствием!

Новая акция на центрифуги
и низкотемпературные морозильники.
Выгодные предложения!



Центрифуга 5810 R: улучшенное качество и надежность в сочетании с компактными размерами.

Закажите ее - вам понравится!

Вы планируете заменить старую центрифугу? Или вам необходимо дополнительное оборудование? Вы ищите информацию в специализированной литературе и интернете? Вы обсудили вопрос с коллегами и поставщиками? Может быть, Вы посетили специализированную выставку?

Какой бы прибор Eppendorf вы ни выбрали, вам точно понравится наша продукция! Для квалифицированной консультации свяжитесь с нашими специалистами.

С 1 сентября по 31 декабря 2017 года



Низкотемпературные морозильники Eppendorf: надежность, безопасность образцов, широкий выбор опций и аксессуаров.

Интересные предложения

Воспользуйтесь выгодными предложениями на центрифуги с охлаждением и низкотемпературные морозильники.

- > Центрифуга 5810 R в комплекте с ротором и пробирками: скидка 15%. Стр. 4-5
- > Центрифуга 5430 R в комплекте с пробирками: скидка 15%. Стр. 6-7
- > Скидка 20% на следующие модели низкотемпературных морозильников: Premium U410, HEF® U410, Innova® U725 и Innova U725-G. Стр. 8-9

Внимание: Если вам нужен компетентный совет, свяжитесь с нашими экспертами, которые хорошо знают требования и особенности работы в лаборатории.

Комплект центрифуги 5810 R



Новый комплект центрифуги с ротором и пробирками 15/50 мл позволит вам увеличить производительность благодаря комбинированной загрузке в центрифугу планшетов и конических пробирок!

Центрифуга 5810 R (с охлаждением)

- > Крышка центрифуги закрывается легким прикосновением руки
- > Легкий доступ к образцам - высота всего 29 см
- > Бесшумная работа для комфорта в лаборатории
- > Температурный диапазон: от -9 °C до +40 °C
- > Функция FastTemp - автоматическое предварительное охлаждение
- > Функция ECO shut-off - автоматическое отключение питания после 8 часов перерыва в работе, позволяет снизить потребление электроэнергии
- > Технология динамического контроля компрессора (ДКК) для точного и стабильного поддержания температуры

Новый комплект центрифуги 5810 R: экономия 15%!

Благодаря улучшенному качеству и надежности центрифуга 5810 R является очень выгодным решением для работы со средней и высокой степенью загрузки. Центрифуга демонстрирует высокую производительность и мощность при работе с пробирками и планшетами, занимая при этом очень мало места. Центрифуга 5810 R является самой компактной центрифугой с охлаждением емкостью до 3 литров.

Данная комплектация центрифуги 5810 R позволяет вместить 28 пробирок объемом 50 мл, 56 пробирок объемом до 15 мл и 2 бакета под глубоколоночные планшеты или 4 микропланшета.

Комплект включает:

- > Центрифугу 5810 R, с охлаждением
 - > Бакетный ротор S-4-104
 - > 4 адаптера на 15 мл конические пробирки (макс.3197 x g)
 - > 4 адаптера на 50 мл конические пробирки (макс.3180 x g)
 - > 2 бакета для планшетов (макс. 2 568 x g)
 - > 500 конических пробирок Eppendorf объемом 15 мл
 - > 500 конических пробирок Eppendorf объемом 50 мл
- Больше информации о конических пробирках Eppendorf на страницах 10-11.*

С 1 сентября по 31 декабря 2017 года новый комплект можно приобрести со скидкой 15%!

Описание	№ д/заказа	Ваша экономия
Комплект центрифуги 5810 R, 230 В, 50–60 Гц	5811 000.908	15 %

Комплект центрифуги 5430 R



Центрифугу 5430 R (с охлаждением) теперь можно приобрести с комплектом пробирок. Выбор управления меню: кнопки или ручки.

Центрифуга 5430 R (с охлаждением)

- > Большой дисплей с подсветкой
- > Пять кнопок для запоминания пользовательских программ
- > Система Eppendorf QuickLock® для быстрого закрывания и открывания крышки ротора
- > Температурный режим: от -11 °C до +40 °C
- > Поддержание охлаждения образцов после завершения центрифугирования
- > Функция FastTemp pro® - автоматическое предварительное охлаждение к заранее запрограммированному времени

Центрифуга 5430 R, новый комплект: экономия 15%!

Уникальная центрифуга 5430 R (с охлаждением) сочетает в себе преимущества микроцентрифуги (компактные размеры) и обладает при этом высокой производительностью. Несмотря на малые габариты центрифуги, с ней можно использовать до 12 роторов под разные пробирки, микропланшеты, колонки для центрифугирования, конические пробирки объемом 15 мл и 50 мл.

Новый комплект центрифуги 5430 R включает:

- > Центрифугу 5430 R, с охлаждением
 - > Ротор FA-45-30-11, аэрозольнепроницаемый, с крышкой Eppendorf QuickLock®, на 30 пробирок объемом 1,5/2 мл (макс. 20 817х g)
 - > Ротор F-35-6-30, с крышкой, включая адаптеры для 6 конических пробирок объемом 15 мл (макс. 7 540 х g) и 6 конических пробирок объемом 50 мл (макс. 7 581 х g)
 - > 500 конических пробирок Eppendorf объемом 15 мл
 - > 500 конических пробирок Eppendorf объемом 50 мл
- Более подробная информация о конических пробирках Eppendorf на стр. 10-11.*

С 1 сентября по 31 декабря 2017 года новый комплект можно приобрести со скидкой 15%!

Описание	№ д/заказа	Ваша экономия
Комплект центрифуги 5430 R 230В, 50–60 Гц		15 %
Управление ручками	5428 000.309	
Управление кнопками	5428 000.953	

Низкотемпературные морозильники: скидка 20%!



Новый низкотемпературный морозильник Eppendorf обеспечит вам высокую производительность, безопасность образцов и станет незаменимым помощником в вашей лаборатории!

Низкотемпературные морозильники Eppendorf объемом 410 литров

Premium U410

- > Объем 410 литров
- > Вмещает до 24 000 образцов
- > Компактный: площадь основания 80 x 85,2 см

HEF® U410

- > Объем 410 литров
- > Вмещает до 24 000 образцов
- > Компактный: площадь основания 80 x 85,2 см
- > Низкое потребление энергии (8,4 кВт в день) благодаря углеводородным хладагентам
- > Вакуумные изоляционные панели в сочетании с пенополиуретаном обеспечивают исключительный эффект охлаждения и поддержания температуры

Низкотемпературные морозильники Eppendorf: эффективное использование и надежное хранение!

Надежность, экономичность, безопасность – вот основные критерии при выборе низкотемпературного морозильника. И именно этими параметрами обладают морозильники Eppendorf.

Хорошая новость: наши низкотемпературные морозильники можно приобрести со скидкой 20% в период с 1 сентября по 31 декабря 2017 года.

Воспользуйтесь скидкой 20% на модели Premium U410, NEF® U410, Innova® U725 и Innova U725-G!

Более подробную информацию можно получить, обратившись в представительство Eppendorf в России. Получите квалифицированную консультацию наших специалистов, которые знают все особенности работы в лаборатории!

Низкотемпературные морозильники Eppendorf объемом 725 литров

Innova® U725

- > Объем 725 литров
- > Вмещает до 50 400 образцов
- > Компактный: площадь основания 102,5 x 86,7 см

Innova® U725-G

- > Объем 725 литров
- > Вмещает до 50 400 образцов
- > Компактный: площадь основания 102,5 x 86,7 см
- > Низкое потребление энергии (12,2 кВт в день) благодаря углеводородным хладагентам
- > Также доступна версия с водяным охлаждением

Достаточно ли хорошо ваши конические пробирки сохраняют образцы?

Конические пробирки объемом 15 мл и 50 мл - это два наиболее широко используемых формата пробирок, необходимых в научно-исследовательских лабораториях. Учитывая широкий диапазон применения пробирок, надежная крышка имеет первостепенное значение. Специально разработанная закручивающаяся крышка для конических пробирок Eppendorf устанавливает новые стандарты безопасности при работе с ними.

Надежность крышки

Стандартные области применения конических пробирок включают центрифугирование, перемешивание, инкубацию, транспортировку и хранение образцов. Сохранность образца является основным условием безопасной и квалифицированной работы.

Именно данному аспекту Eppendorf уделил особое внимание при разработке закручивающейся крышки для конических пробирок. Исключительную герметичность продемонстрировали эксперименты по длительному хранению летучих жидкостей, например, этанола (Рис.1).



Рис.1: Потеря образца после 24 часов горизонтального хранения в разных конических пробирках 50 мл при температуре -86°C . N = 50 конических пробирок Eppendorf 50 мл и 22 пробирки других производителей: G, Fa, C.

Дополнительная информация доступна по ссылке www.eppendorf.com/appnote343

Для получения дополнительной информации или бесплатных

конические пробирки Eppendorf 15 мл и 50 мл



Работа с пробиркой и защита от контаминации

Контур крышки имеет рифленую нескользящую поверхность и при этом обеспечивает безопасное открытие и закрытие пробирки одной рукой. Особенно это оценят опытные сотрудники лаборатории, т.к. эти характеристики увеличивают скорость и эффективность работы с коническими пробирками.

Дополнительным преимуществом является плоская, гладкая и светлая поверхность крышек Eppendorf. Зачастую темные и неровные поверхности затрудняют нанесение маркировки.

Гладкие светло-серые крышки конических пробирок Eppendorf позволяют сделать четкую, контрастную надпись.

Благодаря плоским граням крышку можно поставить вертикально на стол. Это минимизирует риск контаминации внутренней части крышки, а также вероятность перепутать крышки.



000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 747-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru