

Ротационные вискозиметры Rotavisc

надежно, быстро, точно

ДИАМ
современная лаборатория

IKA®

Ротационные вискозиметры **Rotavisc** используют стандартный принцип ротационной вискозиметрии по Брукфелдью - измерение вязкости осуществляется посредством пересчета крутящего момента, необходимого для вращения шпинделя с постоянной скоростью при погружении его в исследуемую пробу.

Четыре модели **Rotavisc** измеряют вязкость в диапазоне от 1 до 320 000 000 мПа·с, обеспечивают быстрый и точный результат. Каждая модель доступна к заказу в двух вариантах: **Complete** – комплектация без ПО, версия **Advanced** – со специальным ПО.

Аксессуары: набор адаптеров, набор из 4 шпинделей, ПО **labworldsoft 6 Starter, labworldsoft 6 Pro**.



- Большой TFT-дисплей с сенсорным управлением; плавное регулирование скорости;
- уровень точности измерения составляет $\pm 1\%$ от диапазона измерения;
- возможность калибровки;
- рабочий режим – таймер, непрерывная работа.

0025000310	Вискозиметр ротационный, 1 – 6 000 000 мПа·с, Rotavisc lo-vi Complete	3898,=
0025000311	Вискозиметр ротационный, 100 – 40 000 000 мПа·с, Rotavisc me-vi Complete	3898,=
0025000312	Вискозиметр ротационный, 200 – 80 000 000 мПа·с, Rotavisc hi-vi I Complete	3898,=
0025000313	Вискозиметр ротационный, 800 – 320 000 000 мПа·с, Rotavisc hi-vi II Complete	3898,=
0025000320	Вискозиметр ротационный, 1 – 6 000 000 мПа·с, ПО, Rotavisc lo-vi Advanced	4873,=
0025000321	Вискозиметр ротационный, 100 – 40 000 000 мПа·с, ПО, Rotavisc me-vi Advanced	4873,=
0025000322	Вискозиметр ротационный, 200 – 80 000 000 мПа·с, ПО, Rotavisc hi-vi I Advanced	4873,=
0025000323	Вискозиметр ротационный, 800 – 320 000 000 мПа·с, ПО, Rotavisc hi-vi II Advanced	4873,=

Новинки ИКА 2019

Компактный жидкостной термостат с беспроводным контролером, HRC 2 control

- Диапазон температур, °C – -30...+100;
- объем ванны, л – 4;
- насос с регулируемой скоростью - 0,5 бар, 22 л/мин;
- мощность, Вт – 1500.

25004524 Термостат жидкостный с охлаждением, до -30...+150°C, 4 л, до 1500 Вт, HRC 2 control

5280,=




Компактный погружной термостат до 150 °C, ICC basic pro 20

- Объем ванны, л – 20;
- мощность, Вт – 2000;
- максимальная производительность насоса, л/мин – 18;
- компрессор с регулируемой скоростью вращения;
- светодиодный дисплей; ручка для переноса.

8035200 Термостат жидкостный, до +150°C, 20 л, ванна из н/ж стали, внутренняя и внешняя циркуляция, ICC basic pro 20

1845,=



Магнитная мешалка RCT digital отображает изменение вязкости

- Отображение тенденции изменения вязкости;
- меню: таймер, скорость вращения, температура, направление вращения;
- максимальный объем по воде - 20 л;
- бессрочная гарантия.

25004601 Мешалка магнитная RCT Digital IKA Plate, нагрев до 310°C, 1500 об/мин, LCD дисплей, IKA

1 076,=

Мешалка с измерением вязкости во время перемешивания StarVisc 200-2.5!

- Максимальный перемешиваемый объем – до 100 л;
- скорость – до 2000 об/мин;
- удобный расчет вязкости, до 100000 мПа·с;
- съемный TFT-дисплей – возможность дистанционного управления.

25003604 Мешалка верхнеприводная с измерением вязкости, 100 л, до 2000 об/мин, до 100 000 мПа·с, StarVisc 200-2.5 control

7 315,=



Цены указаны в евро на 1 мая 2019

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Новосибирск
пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1
тел.
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел.
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, д. 23
тел.
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, д. 114
тел.
(863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
тел.
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел.
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
(094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

Узбекистан
Представитель
тел.
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru