

Локальные вытяжные системы Вытяжные рукава BenchTop

ДИАМ
современная лаборатория

Nederman



Локальные вытяжные системы (вытяжные рукава) – эффективное решение для создания безопасной и чистой среды на рабочем месте. Такие системы незаменимы и особенно подходят для применения на местах с незначительным выбросом вредных веществ или в условиях, где невозможна установка вытяжного шкафа.

Вытяжные рукава BenchTop секционные или гофрированные – небольшие, легкие и удобные в использовании устройства, которые улавливают дым, газы, токсичные испарения и пыль непосредственно у источника их образования.

Применения: химические и фармацевтические производства; электромонтажные и технические мастерские; исследовательские, школьные лаборатории; стоматологические кабинеты; музейные лаборатории.

Уникальная маневренность и гибкость вытяжных рукавов BenchTop. Подъемно-поворотные соединения позволяют легко гнуть, складывать и фиксировать рукава. Два наиболее удаленных шарнирных соединения могут поворачиваться на 360°, что позволяет расположить насадку максимально близко к источнику загрязнения. Это обеспечивает наибольшую скорость всасывания при минимальных энергозатратах.



Оптимальная эффективность и низкий уровень шума рукавов BenchTop. Компьютерное моделирование позволило разработать рукава, для которых требуются менее энергоемкие вентиляторы, и снизить уровень шума. Теперь уровень шума на 5 дБ ниже, чем у аналогичных устройств.

Свобода планирования рабочего места. Специальный монтажный кронштейн позволяет устанавливать рукава на потолках, стенах, в полу или зафиксировать их на горизонтальных поверхностях. Дополнительный удлинительный профиль позволяет использовать рукав на нескольких соседних местах.

Типы секционных систем BenchTop



Original – прочные надежные системы общего назначения для работ в условиях низкого риска накопления электростатического заряда или без воздействия агрессивных химических веществ.



ESD/EX – антистатические системы; изготовлены из материалов, исключаящих риск появления электростатического заряда или искр; для электронной промышленности, а также для работы в потенциально взрывоопасной среде (EX).



Chem – химически стойкие системы; профили из анодированного алюминия имеют дополнительное защитное покрытие; для удаления загрязнений в агрессивных средах, где необходима коррозионная стойкость.



Рукава Bench Top поставляются с универсальной мини-насадкой, увеличивающей зону всасывания вредных веществ. Также она является интерфейсом для подсоединения других всасывающих насадок. Металлический колпак, прозрачная комбинированная, купольная или фланцевая насадка – все они крепятся к мини-насадке независимо от размера рукава.

Вытяжные рукава **BenchTop** доступны в нескольких версиях:

- **секционные рукава:** Ø 50, 75 или 100 мм, скорость потока – 50–110, 110–240 или 200–450 м³/ч, соответственно.
- **гофрированные рукава:** Ø 32 мм, для случаев небольших загрязнений.



Если в здании нет централизованной вытяжной системы, подключение затруднено и/или необходимо быстро организовать рабочее место, можно использовать **локальные передвижные автономные вытяжные установки со встроенной системой фильтров и вентиляторов**. К таким установкам возможно подключение как секционных систем, так и гофрированных шлангов.



Специалисты **Диаэм** помогут Вам подобрать оптимальную вытяжную систему в зависимости от типа и объема загрязнений.

Диаэм также предлагает «классические» вытяжные шкафы, автономные вытяжные шкафы, (не требуют подключения к вытяжной системе здания), мебель для лабораторий и производств. Подробности – на сайте www.dia-m.ru.

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Новосибирск
пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1
тел.
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел.
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, д. 23
тел.
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, д. 114
тел.
(863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
тел.
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел.
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
(094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

Узбекистан
Представитель
тел.
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru