

Новая акция!
С 1 сентября по 31 декабря 2019 г.

WhatsNext



Следующий уровень

Конические пробирки Eppendorf объемом 25 мл

Акция



Новые конические пробирки объемом 25 мл

Акция



Электронные дозаторы Xplorer® и Xplorer® plus

Акция



ДНК-Амплификаторы


Скидка 15%!

Новые пробирки объемом 25 мл

Новые конические пробирки объемом 25 мл восполняют отсутствующее звено в линейке уже зарекомендовавших себя конических пробирок объемом 15 мл и 50 мл.

Преимущества:

- > Работа одной рукой благодаря уникальной откидывающейся крышке Snap-Tec™
- > Герметичность крышки при температуре до 100°C
- > Минимальный риск контаминации благодаря более широкому горлышку
- > Удобный доступ к образцам на дне пробирки
- > Экономия места для хранения
- > Комплексная система со всеми необходимыми аксессуарами



Полный комплект

Центрифугирование

Центрифуги с роторами для конических пробирок объемом 50 мл:
Совместимы с двумя вариантами адаптеров для пробирок на 25 мл с откидывающейся крышкой SnapTec и с закручивающейся крышкой.

Нагревание и перемешивание

Eppendorf ThermoMixer® C и Eppendorf ThermoStat™ C:

Адаптер для 25 мл пробирок обеспечивает совместимость с термоблоком Eppendorf SmartBlock™ 50 мл.

Вортекс-шейкер MixMate®:

Штатив для пробирок 25/50 мл, для 4 конических пробирок 25/50 мл.

Хранение образцов

Подставка для одной пробирки:

Идеально подходит для взвешивания образцов и для работы с отдельными образцами.

Штатив Tube Rack 25 мл:

Штативы Eppendorf Rack для конических пробирок объемом 50 мл можно использовать с новыми пробирками на 25 мл.

Коробка для хранения, полипропилен:

Уменьшенная высота позволяет компактно хранить до 9 пробирок объемом 25 мл в 3,5-дюймовых коробках для хранения Eppendorf Storage Boxes.



Специальное предложение! Экономия 15% при покупке набора:

- > Новые конические пробирки объемом 25 мл, PCR clean (5 пакетов x 40 шт.)
- > Адаптеры для роторов с гнездами на 50 мл, 6 шт.
- > Штативы-подставки для одной пробирки, 4 шт.





Дозирование жидкостей? Eppendorf!

Электронные дозаторы Eppendorf Xplorer®

- > Интуитивное управление для легкого и быстрого дозирования
- > Запатентованная интуитивная кнопка
- > Диск управления с указанием текущего режима
- > Эргономичный угол наклона дисплея
- > Удобный дизайн оптимизирован для естественного положения руки
- > Долговечный перезаряжаемый аккумулятор



Дополнительные преимущества дозатора Eppendorf Xplorer® plus

- > Возможность запрограммировать последовательность режимов дозирования
- > Установка часто используемых фиксированных объемов
- > Защита паролем
- > Функция "История"
- > Функция напоминания о необходимости техобслуживания



Увеличивайте скорость и производительность вашей работы

Вы работаете с 24-, 96- или даже с 384-луночными планшетами? Благодаря высокопроизводительным дозаторам Eppendorf Xplorer® и Xplorer® plus с 8, 12, 16 и 24 каналами вы сможете выполнять большой объем точной работы. Подпружиненный конус наконечника помогает быстро и надежно устанавливать наконечники в многоканальный дозатор без необходимости их раскачивания в стороны.



Скидка 15% на электронные дозаторы Eppendorf Xplorer® и Xplorer® plus:

- > Одно-, 8-, 12-, 16-, 24-канальные дозаторы
- > Объемы от 0,5 мкл до 10 мл



Скидка 20%



Решения для ПЦР

Амплификатор Mastercycler® X50

Если вам нужна точность, надежность и воспроизводимость протоколов, если вы хотите сэкономить время при высокой загрузке ПЦР, амплификатор Mastercycler® X50 - оптимальный инструмент для вашей лаборатории.

Особенности

- > Скорость нагрева до 10°C в секунду
- > Широкий выбор термоблоков, включая быстрый серебряный термоблок, а также 96/384-луночные форматы
- > Интерфейс с сенсорным экраном
- > Один Mastercycler® X50 может контролировать до 9 амплификаторов (без сенсорного экрана)



Расходные материалы имеют огромное значение для качества и воспроизводимости результатов ПЦР.

Подробнее: www.eppendorf.com/pcr

Контактная информация:

ООО «Эппендорф Раша»
115114, Москва, Дербеневская наб., 11, офис Б301
Тел.: +7 495 7435123, info@eppendorf.ru, www.eppendorf.ru

Eppendorf®, Eppendorf Brand Design, Eppendorf ThermoMixer®, Mastercycler®, MixMate®, Eppendorf Xplorer®, Eppendorf SmartBlock™, Eppendorf ThermoStat™ и SnapTec™ - торговые марки Eppendorf AG, Германия. Патенты на дизайн перечислены на сайте www.eppendorf.com/ip. Все права защищены, включая графику и фотографии. Copyright © 2019 by Eppendorf AG.

Амплификатор Mastercycler® nexus X2

Амплификатор Mastercycler® nexus X2 позволяет запускать два полностью независимых протокола одновременно. Для небольшого количества проб отлично подходит 32-луночный блок, ПЦР-реакции с большим количеством (более 48) проб могут проводиться в 64-луночном блоке. Более крупный блок может иметь функцию температурного градиента (модель MC nexus GX2).



Скидка 20%
на ДНК-Амплификаторы:

- > Mastercycler® X50
- > Mastercycler® nexus X2

