

Ротор	Номер для заказа	Аксессуары к ротору
Ротор RS 4/200 горизонтальный бакетный, 4400 об/мин для 4 х 200 мл, (383672)	412625	Стакан N-200, 200 мл, 4 шт
	412624	Крышка к стакану закручивающаяся, 4 шт
	412628	Вставка для 3 х 15 мл конические, 12 пробирок в роторе (I200-15), 4 шт/уп
	412630	Вставка 1 х 50 мл конические, 4 пробирки в роторе (I200-50), 4 шт/уп
	412631	Вставка для 12 х 5 мл конические, 48 пробирок в роторе (I200-5), 4 шт/уп
	I200-5-7	Вставка для 6 х 5/7 мл вакутейнеры, 24 пробирки в роторе, (I200-5-7), 4 шт/уп,
	383672.5	Вставка для 7 х 5/7 мл вакутейнеры BD, 28 пробирок в роторе (I200-5-7 BD), 4 шт/уп
	I200-5-7 Terumo	Вставка для 9 х 5/7 мл вакутейнеры Terumo Facs, 36 пробирок в роторе (I200-5-7 Terumo), 4 шт/уп, Domel
	I200-10	Вставка для 6 х 10 мл вакутейнеры, 24 пробирки в роторе (I200-10), 4 шт/уп, Domel
	412632	Вставка для 7 х 10 мл вакутейнеры BD, 28 пробирки в роторе (I200-10 BD), 4 шт/уп, Domel
	412633	Вставка для 1 х 30 мл с юбкой, 4 пробирки в роторе (I200-30S), 4 шт/уп, Domel
Ротор RS 4/100 горизонтальный бакетный, 4400/5000 об/мин, 3260/4220 г, для 4 х 100 мл, (270212)	168721	Стакан, 100 мл, 4 шт/уп
	168781	Стакан, 100 мл с пластиковой крышкой, 4 шт/уп
	168722	Вставка для 12 х 5-7 мл, 48 пробирок в роторе, 4 шт/уп
	168782	Адаптер для 12 х 0.2-0.4 мл, 4 шт/уп. Используется совместно со вставкой 12 х 5-7 мл (168722)
	168783	Адаптер для 12 х 0.5 мл, 4 шт/уп. Используется совместно со вставкой 12 х 5-7 мл (168722)
	168784	Адаптер для 12 х 1.5 мл, 4 шт/уп. Используется совместно со вставкой 12 х 5-7 мл (168722).
	168737	Вставка для 7 х 5-7 мл Vacutainer, 28 пробирок в роторе, 4 шт/уп
	168723	Вставка для 6 х 10-12 мл Vacutainer, 24 пробирки в роторе, 4 шт/уп
	168785	Вставка для 2 х 15 мл Falcon, 8 пробирок в роторе, 4 шт/уп
	168724	Вставка для 2 х 25 мл, 8 пробирок в роторе, 4 шт/уп

	168725	Вставка для 1 x 50 мл, 4 пробирки в роторе, 4 шт/уп
	168738	Адаптер для 1 x 50 мл Falcon, 4 шт/уп. Используется совместно со вставкой 1 x 50 мл (168725)
	168726	Вставка для 1 x 100 мл, 4 пробирки в роторе, 4 шт/уп
	322022	Стакан XL, 100 мл, 4 шт/уп. Специально для вставок вставок 12 x 5-7 мл (322015).
	322015	Вставка для 12 x 5-7 мл. Используется со стаканами XL (322022)
Ротор RA 30/15 (12) угловой, 4400-5000 об/мин, 3130-4052 g для 30 x 15 мл, (270428)	168788	Вставка для пробирок 15 мл, 30 шт/уп Используется только с ротором RA 30/15
	168786	Вставка для пробирок 12 мл, 30 шт/уп Используется только с ротором RA 30/15
	168762	Адаптер для пробирок 10 мл к центрифугам Domel (Awel), 1 шт. Используется со вставками (168786, 168919, 168921)
	168761	Адаптер для пробирок 7 мл, 1 шт Используется со вставками (168786, 168919, 168921)
	168760	Адаптер для пробирок 5 мл, 1 шт Используется со вставками (168786, 168919, 168921)
Ротор угловой RA 6/50 , 4400-5000 об/мин, 2700-3493 g для 6 x 50 мл типа Фалькон, (271079)	168979	Вставка для пробирок 50 мл, 6 шт/уп
	335352	Адаптер для пробирок 15 мл типа Фалькон, 6 шт/уп
Ротор 2-местный , 3000 об/мин, 1320 g, для микропланшет, 6 планшет в роторе (270848). Комплектовать держателями	168790	Держатели для микропланшет, 2 шт/уп
Ротор RA 30 угловой 13000-14000 об/мин, 18500-21457 g, с крышкой, для 30 x 2 мл (228451)	284349	Адаптер для 0.5 мл PCR, 1 шт
	284351	Адаптер для 0.2/0.4 мл PCR, 1 шт