

# Ротационные испарители с объемом колбы до 5 литров

ДИАМ  
современная лаборатория

IKA

heidolph  
research made easy

BUCHI  
SWITZERLAND



## Ротационные испарители IKA

Испарители серии **RV** – простые, надёжные аппараты:

- **RV 3** – водяная баня 4 л, до 100 °С, ручной лифт;
- **RV 8** – масляная баня 3 л, до 180 °С, ручной лифт;
- **RV 10 digital/auto/auto pro** – масляная баня 3 л, до 180 °С, цифровой дисплей, автоматический лифт; изменяемое направление вращения, установка конечного положения подъемника.

Все серии выпускаются в различных комплектациях: **V** – комплект стекла с вертикальным холодильником; **V-C** – комплект стекла с покрытием с вертикальным холодильником; **FLEX** – без стекла. Возможен заказ вертикального холодильника с покрытием, с большой охлаждающей поверхностью – 3000 м<sup>2</sup>.

## Ротационные испарители Buchi

Модульная конструкция испарителей позволяет расширять модели до полностью интегрированной системы с централизованным управлением всеми компонентами. Уникальный зажим для безопасного крепления колбы, эргономичная ручка лифта, дополнительный интерфейс и большой выбор стекла делают процесс упаривания удобным и безопасным.

- **Rotavator R-100** – водяная баня 4 л, до 95 °С, ручной лифт; два комплекта стекла на выбор.
- **Rotavator R-300** – водяная баня 5 л, до 95 °С, автоматический/ручной лифт с эргономичной ручкой; семь комплектов стекла на выбор.



## Ротационные испарители Heidolph

Антипригарная прокладка испарительной колбы, химически стойкое вакуумное тефлоновое уплотнение, соединение кабеля электропитания нагревательной бани с классом защиты IP 67, запатентованная технология извлечения испарительной трубки из двигателя, встроенная защита от перегрева.

- **Hei-VAP Value** – масляная баня 4,5 л, до 210 °С, ручной лифт.
- **Hei-VAP Value Digital** – масляная баня 4,5 л, до 210 °С, ручной лифт; цифровой дисплей.
- **Hei-VAP Advantage** – масляно-водяная баня 4,5 л, до 210 °С, автоматический/ручной лифт, ЖК дисплей.
- **Hei-VAP Precision** – масляная баня 4,5 л, до 210 °С, автоматический/ручной лифт; ЖК дисплей с удлинителем до 3 м; возможность работы в полностью автоматическом режиме.



# Ротационные испарители с объемом колбы до 100 литров

ΔΙΑ•М  
современная лаборатория



## Ротационные испарители Buchi на 6, 10, 20 или 50 л

### R-250

Централизованное управление вакуумной системой и циркуляционным охладителем; удобный перенос и монтаж колбы, режим «непрерывной работы», электронное управление вращением, автоматический лифт.

### R-220 Pro

Сенсорный дисплей, запатентованное подсоединение колб и уникальный держатель для колб, электронное управление вращением, непрерывная работа в автоматическом режиме, семь конфигураций стекла.

### R-220 EX/250 EX

Взрывозащищенные модификации; нагревательная баня до 150 °С и ротационный привод с частотным преобразователем соответствуют требованиям Директивы ЕС94/9 для взрывозащищенного оборудования (ATEX 95).



## Ротационные испарители Steroglass – до 100 л

### Strike 2000

Объем испарительной колбы 6, 10 или 20 л, программируемый логический контроллер, материал уплотнительной системы – самосмазывающийся материал, прозрачный защитный экран для испарительной колбы и нагревательной ванны, возможность работы под вакуумом или при атмосферном давлении.

### Strike 100

Объем испарительной колбы 20, 50 или 100 л, сенсорный дисплей, тип управления – ПИД-регулятор, трехпроводной датчик температуры Pt 100, прозрачный защитный экран для испарительной колбы и нагревательной ванны, возможность работы под вакуумом или при атмосферном давлении, ПО для удаленного управления прибором.

**Strike 100 ATEX** соответствует европейским директивам **Atex**, регулирующим взрывобезопасные производственные материалы.



000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

**Новосибирск**  
пр. Академика  
Лаврентьева, д. 6/1  
тел.  
(383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Казань**  
ул. Парижской  
Коммуны, д. 6  
тел.  
(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**С.-Петербург**  
ул. Профессора  
Попова, д. 23  
тел.  
(812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Ростов-  
на-Дону**  
пер. Семашко, д. 114  
тел.  
(863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Пермь**  
Представитель  
тел.  
(342) 202-2239  
perm@dia-m.ru

**Воронеж**  
Представитель  
тел.  
(473) 232-4412  
voronezh@dia-m.ru

**Армения**  
Представитель  
тел.  
(094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

**Узбекистан**  
Представитель  
тел.  
(90) 354-8569  
uz@dia-m.ru