




Разработка и производство диагностических наборов

ДИАМ
современная лаборатория

Dolomite ■ BioDot ■ Hamilton ■ Beckman Coulter ■ KBiosystem ■ Millipore



Микрофлюидика: капли, одинарные или двойные эмульсии, синтез

- Диаметр капель, мкм — от 10 нм до 250;
- создание библиотек капель, хранение;
- макс производительность – до 1 тонны в месяц;
- высокопроизводительное создание двойных или одинарных эмульсий;
- упаковка активного вещества в микрокапли или пришивание их к полимерным микрочастицам-носителям.




Создание ИХА полосок, чипов: нанесение и упаковка

- Кратность разведения — до 1:50 000 в один шаг;
- программируемое контактное или бесконтактное нанесение;
- высокоточная нарезка и упаковка;
- стекла и реактивы для чипов.



3D-печать чипа любой уникальной геометрии

- Моделирование и создание новых конструкций за минуты
- Материал печати – биологически и химически совместимый материал – СОС (циклический сополимер олефина)



000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru


Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Высокопроизводительное дозирование в планшеты и роботы

- Дозирующие станции **Biomek**;
- интеграция внешнего оборудования (термоциклер, фотометр, весы, центрифуги, цитометр, вошеры и другое)



Автоматические планшетные запаиватели

- Для планшетов и пробирок высотой от 9 до 75 мм;
- возможность интеграции в роботизированные линии;
- пленка в рулонах, фольга;
- производительность до 15 планшет в минуту.



Мембраны с разной скоростью движения аналита

- Максимальная воспроизводимость и эффективность мембран HI-Flow Plus;
- надежность и стабильность от лота к лоту;
- возможность регулирования скорости движения жидкости;
- в рулонах, листах.

Антитела

- Первичные и вторичные антитела; блокирующие реагенты в крупных фасовках;
- индивидуальный заказ; разработка моно- и поликлональных антител;
- крупные партии в удобных размерах и упаковках.



Микросферы Estapor

- Магнитные; бесцветные; окрашенные или флуоресцентные;
- положительно заряженные силикатные частицы MagPrep;
- Bio-Estapor для биосепарации, биоочистки и биодетекции.



Химическое сырье и пластик для производств со склада Диаэм

Специальная программа поставки реактивов и расходных материалов в течении 5 рабочих дней по заранее согласованному графику поставок!

Химическое сырье фарм качества в упаковках до 25 кг

Аланин-DL, дитиотреитол-DL, гуанидин гидрохлорид, L-глутамин, полиэтиленгликоль 6000, магний хлорид 6-водный, трегалоза, нафтилфосфат динатриевая соль, нафтол-AS-фосфат и др.

Пластик для производств Axugen, Corning, Eppendorf, Thermo

Пробирки до 5 мл типа Эппендорф, пробирки центрифужные на 15 и 50 мл, наконечники для автоматических пипеток, планшеты 96-луночные (стандартное и высокое связывание) и др.