

## Микролопатка с закругленным концом



тип 1 - узкая лопатка  
тип 2 - широкая лопатка

Материал	A (Длина)	a (Длина)	B (Ширина)	D/Ø	Тип	Арт. Номер
Нержавеющая сталь 18/10	130	40	4	2	1	3300
Нержавеющая сталь 18/10	150	45	4	2	1	3302
Нержавеющая сталь 18/10	185	50	4	2	1	3304
Нержавеющая сталь 18/10	210	60	4	2	1	3306
Нержавеющая сталь 18/10	130	40	9	3	2	3301
Нержавеющая сталь 18/10	150	45	9	3	2	3303
Нержавеющая сталь 18/10	185	50	9	3	2	3305
Нержавеющая сталь 18/10	210	60	9	3	2	3307
PTFE coating	150	45	9	3	2	3740

