

Liebherr Mediline. Сигнализация и мониторинг	LКРv 6520	LКРv 6523	LКРv 1420	LКРv 1423	LGPv 6520	LGPv 1420	LКУv 1610	LКУv 1613	LКУexv 1610	LGUex 1500	LКv 3910	LКv 3913	LКexv 3910	LГex 3410
Искрозащищенное внутреннее пространство	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
Сигналы предупреждения о высокой и низкой температуре, звуковой и визуальный	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Сигналы предупреждения об открытии дверцы, звуковой и визуальный	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Снабженное аккумулятором встроенное устройство предупреждения о сбое питания	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Предупреждение о сбое питания после возобновления подачи питания	N/a*	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Беспотенциальный контакт для подключения внешней системы предупреждающей сигнализации	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Порт передачи данных RS 485	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Опция: инфракрасная передача данных	О**	О	О	О	О	О	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Опция: преобразователь сигналов RS 485-RS 232 с программой мониторинга данных, вспомогательное устройство производства Liebherr	О	О	О	О	О	О	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Опция: преобразователь сигналов RS 485-RS 232 с программой мониторинга данных, вспомогательное устройство производства внешнего поставщика	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	О	О	О	О	О	О	О	О
Встроенная память предупредительных сигналов	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Память мин./макс. температур	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Предохранительный термостат уровня +2°C	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Порт доступа РТ 100	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Предупреждающий сигнал о неисправности датчика	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Сигнал о недопустимом значении температуры конденсатора и испарителя	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

*N/a – не требуется, так как присутствует снабженное аккумулятором встроенное устройство предупреждения о сбое питания

**О - доступно как опция (приобретается дополнительно, не входит в основную комплектацию)