



Mini Spray Dryer B-290

Ведущее R&D решение для распылительной сушки

Более 30 лет BUCHI производит приборы, отличающиеся простотой использования и гарантированной производительностью. Откройте для себя выдающуюся эффективность и гибкость нашей продукции.



Гарантированная производительность

Наиболее продуманный и гибкий прибор для распылительной сушки в лаборатории



Рентабельность

Воспроизводимость результатов с минимальными расходами



Простота эксплуатации

Быстрая настройка и простота работы



В-290: Ваши основные преимущества



Гарантированная производительность

Широкий спектр приложений:

- свободный доступ к глобальной базе приложений
- более 700 публикаций
- более 400 патентов
- поддержка локального представительства компании BUCHI
- множество довольных пользователей



Рентабельность

- Воспроизводимое производство порошка в лаборатории
- Малое количество образца экономит ценный материал (> 5 г)
- Высокая производительность (до 70%)
- Быстрая сушка (до 1 л/ч)
- Сокращение времени на оптимизацию составов
- Снижение расходов на техническое обслуживание



Простота эксплуатации

- Интуитивно понятное управление
- Возможность расширения производства от пробной партии до промышленного размера
- Быстрота настройки и очистки
- Наблюдение за процессом благодаря комплектам стекла
- Регулируемый размер частиц (2 – 25 мкм)

Расширьте возможности вашей лаборатории



**Nano Spray Dryer
B-90**
Распылительная сушилка для образцов небольшого объема и частиц



**Encapsulator
B-390 / B-395 Pro**
Точное производство капсул и капель



**Inert Loop
B-295**
Распылительная сушилка для органических растворителей



**Dehumidifier
B-296**
Воспроизводимый сушащий воздух для распылительной сушилки

ДИА•М
современная лаборатория

Москва
ул. Космонавта Волкова, 10,
Тел./факс (495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Казань
Оренбургский тракт, 20, оф. 217
Тел./факс (843) 277-6040
kazan@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Ак. Лаврентьева, 6/1
Тел./факс (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
Тел./факс (863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, 23
Тел./факс (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Пермь
Представитель в УФО –
Арсения Шелемба
Тел./факс (342) 202-2239