



### Штатив «рабочее место» для пробирок 0,2 мл, 96 мест, оргстекло, RA-9602

- Для пробирок 0,2 мл, 96 мест;
- Подходит для работы со стрипованными микропробирками;
- Материал – оргстекло;
- Коническая форма лунок – надежная фиксация пробирок;
- Резиновые ножки для препятствия скольжению штатива по столу.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не допускается падение изделия;
- Не допускается взаимодействие изделия с органическими растворителями и спиртом;
- Не допускается взаимодействие изделия с агрессивными хлорсодержащими моющими средствами;
- Не допускается взаимодействие изделия с ультрафиолетовым излучением;
- Рекомендуется мыть изделие в растворе детергента;
- Дезинфекция допускается в растворе хлоргексидина.

**ООО «Диаэм»**Москва  
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ [sales@dia-m.ru](mailto:sales@dia-m.ru)[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)**С.-Петербург**+7 (812) 372-6040  
[spb@dia-m.ru](mailto:spb@dia-m.ru)**Казань**+7 (843) 210-2080  
[kazan@dia-m.ru](mailto:kazan@dia-m.ru)**Новосибирск**+7 (383) 328-0048  
[nsk@dia-m.ru](mailto:nsk@dia-m.ru)**Ростов-на-Дону**+7 (863) 303-5500  
[rnd@dia-m.ru](mailto:rnd@dia-m.ru)**Воронеж**+7 (473) 232-4412  
[vrn@dia-m.ru](mailto:vrn@dia-m.ru)**Екатеринбург**+7 (912) 658-7606  
[ekb@dia-m.ru](mailto:ekb@dia-m.ru)**Йошкар-Ола**+7 (927) 880-3676  
[nba@dia-m.ru](mailto:nba@dia-m.ru)**Кемерово**+7 (923) 158-6753  
[kemerovo@dia-m.ru](mailto:kemerovo@dia-m.ru)**Красноярск**+7 (923) 303-0152  
[krsk@dia-m.ru](mailto:krsk@dia-m.ru)**Армения**+7 (094) 01-0173  
[armenia@dia-m.ru](mailto:armenia@dia-m.ru)