

# СЦ Диаэм Прайс-лист на дозаторы 2022 г.

Цены в рублях с учетом НДС (20%),  
на обслуживание дозаторов любых производителей:

Тип услуги	Техническое обслуживание	Ремонт	Выездное техническое обслуживание	Сертификат о калибровке	Свидетельство о поверке
<b>Тип дозирующего устройства</b>	включает калибровку, без выдачи сертификата	включает калибровку, без выдачи сертификата	включает калибровку без выдачи сертификата	для дозаторов от 0,5 мкл	для дозаторов менее 0,5 мкл – по договоренности
Дозатор одноканальный <sup>1</sup>	2070 р.	2580 р.	2970 р.	920 р.	2020 р.
Дозатор многоканальный <sup>2</sup>	2520 р.	3020 р.	3300 р.	1250 р.	2520 р.
Дозатор электронный	3360 р.	5600 р.	5600 р.	1250 р.	2520 р.

1. К одноканальным дозаторам относятся: механические одноканальные дозаторы переменного и фиксированного объемов дозирования, а также титраторы и флакон-диспенсеры (дозаторы на бутылки).
2. К многоканальным дозаторам относятся: механические 4-, 8- и 12-канальные дозаторы.

## Описание типов услуг:

Тип услуги	Производимые действия
<b>Профилактика</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Диагностика;</li> <li>2. Чистка + смазка;</li> <li>3. Если необходимо: замена прокладки, аккумулятора, сбрасывателя наконечников (аккумулятор и сбрасыватель наконечника оплачиваются отдельно);</li> <li>4. Подготовка к метрологической аттестации (поверке или калибровке);</li> <li>5. Высокоточная калибровка.</li> </ol>
<b>Ремонт</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профилактика;</li> <li>2. Замена всех необходимых запчастей (запчасти оплачиваются дополнительно).</li> </ol>
<b>Выездное техническое обслуживание</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профилактика непосредственно на территории заказчика;</li> <li>2. Замена всех необходимых запчастей (запчасти оплачиваются дополнительно).</li> </ol>

Производимые действия могут отличаться в зависимости от модели и производителя дозатора.

Для оформления заявки на сервисное обслуживание просим обращаться в наш сервисный центр Диаэм по тел.: (495) 745-05-08, доб. 144, 180 или по электронной почте: [service@dia-m.ru](mailto:service@dia-m.ru).

**000 «Диаэм»**

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ [sales@dia-m.ru](mailto:sales@dia-m.ru)

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)

**С.-Петербург**  
+7 (812) 372-6040  
[spb@dia-m.ru](mailto:spb@dia-m.ru)

**Новосибирск**  
+7 (383) 328-0048  
[nsk@dia-m.ru](mailto:nsk@dia-m.ru)

**Воронеж**  
+7 (473) 232-4412  
[vrn@dia-m.ru](mailto:vrn@dia-m.ru)

**Йошкар-Ола**  
+7 (927) 880-3676  
[nba@dia-m.ru](mailto:nba@dia-m.ru)

**Красноярск**  
+7 (923) 303-0152  
[krsk@dia-m.ru](mailto:krsk@dia-m.ru)

**Казань**  
+7 (843) 210-2080  
[kazan@dia-m.ru](mailto:kazan@dia-m.ru)

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 303-5500  
[rnd@dia-m.ru](mailto:rnd@dia-m.ru)

**Екатеринбург**  
+7 (912) 658-7606  
[ekb@dia-m.ru](mailto:ekb@dia-m.ru)

**Кемерово**  
+7 (923) 158-6753  
[kemerovo@dia-m.ru](mailto:kemerovo@dia-m.ru)

**Армения**  
+7 (094) 01-0173  
[armenia@dia-m.ru](mailto:armenia@dia-m.ru)

