

ВАША ЭКОНОМИЯ ДО 20%!



Специальные предложения на расходные материалы и оборудование Eppendorf

- > Высокоскоростные центрифуги
5418/5418 R, 5427 R, 5424/5424 R,
5430/5430 R
- > Диспенсеры Multipette® E3/E3x
- > Дозатор для серологических пипеток Easypet® 3
- > Серологические пипетки
- > Наконечники Combitips advanced®
- > Наконечники ePT.I.P.S.® Dualfilter
- > Наконечники ePT.I.P.S.® Bulk (в пакетах)
- > Пробирки Eppendorf Quality™
объемом от 0,5 до 50 мл

Акция действует с 01.02.2017 по 31.08.2017. Подробности у наших дилеров!

Высокоскоростные центрифуги 5418/5418 R



- > Вместимость ротора: 18 пробирок × 1,5/2 мл
- > Макс. скорость: 16 873 × g (14 000 об/мин)
- > Компактные размеры и небольшая глубина (23 см), обеспечивающая легкий доступ к пробам
- > Бесшумная работа даже при запуске без крышки ротора

Высокоскоростные центрифуги 5424/5424 R



- > Вместимость ротора: 24 пробирки × 1,5/2 мл
- > Макс. скорость: 20 238 × g (14 680 об/мин)
- > Бесшумная работа даже без крышки ротора
- > Плавная остановка для защиты чувствительных проб

Высокоскоростная центрифуга 5427 R




- > Вместимость ротора: 48 × 1,5/2,0 мл, 12 × 5,0 мл.
Конструкция Eppendorf QuickLock® позволяет быстро и надежно закрывать крышку ротора
- > Макс. скорость: 25 000 × g (16 220 об/мин)
- > Установка температуры от -11 °C до +40 °C

Высокоскоростные центрифуги 5430/5430 R



- > Вместимость ротора: 48 × 1,5/2 мл, 6 × 50 мл, 2 микропланшета
- > Макс. скорость: 30 130 × g (17 500 об/мин)
- > Универсальность благодаря наличию 12 роторов
- > 5 специальных кнопок для быстрого доступа к наиболее часто используемым программам

Серологические пипетки



- > Четкая и точная градуировка облегчает определение дозируемого объема
- > Цветовой код для легкой идентификации объема пипетки
- > Дозаторы в индивидуальной упаковке, обеспечивающей высокую степень чистоты
- > Ультрочистый первичный полистирол, отвечающий требованиям USP IV

Диспенсеры Multipette® E3/E3x



- > Быстрое диспенсирование благодаря моторизированному поршню
- > Автоматическое распознавание наконечника Combitips advanced®
- > Однокнопочный сбрасыватель наконечника
- > Диапазон объемов от 1 мкл до 50 мл, диспенсирование более 5 000 объемов

Дозатор для серологических пипеток Easypet® 3



- > Интуитивное и удобное регулирование скорости осуществляется кончиками пальцев
- > Благодаря легкому весу, сбалансированному и эргономичному дизайну не возникает усталости
- > Мигающая светодиодная подсветка служит индикатором заряда батареи
- > Плавная настройка скорости насоса
- > Литий-полимерная аккумуляторная батарея обеспечивает длительное время работы

Наконечники Combitips advanced®



Поставляются в 9 различных объемах (от 0,1 мл до 50 мл). Благодаря этому возможно дозирование объемов в диапазоне от 1 мкл до 50 мл.

- > В акции участвуют классы чистоты Eppendorf Quality и Biopur®

Наконечники eрT.I.P.S.® Dualfilter



Двухслойный фильтр обеспечивает двойную защиту от аэрозолей и биомолекул

- > Двойная защита дозатора и образца
- > Не содержит ингибиторов ПЦР

Наконечники eрT.I.P.S.® Bulk (в пакетах)



- > Поставляются в размерах от 10 мкл до 10 мл в классе чистоты Eppendorf Quality
- > eрT.I.P.S.® Standard можно автоклавировать при температуре 121 °C
- > Упакованы в пакеты с застежкой «молния»

Пробирки Eppendorf Quality™ объемом от 0,5 до 50 мл



- > Диапазон объемов: 0,5/1,5/2,0/5,0/15,0/50,0 мл
- > Высокая стойкость к воздействию химических веществ и экстремальным значениям температуры
- > Без антифрикционных добавок, пластификаторов
- > Стабильность при центрифугировании с ускорением до 30 000 x g (для пробирок 0,5/1,5/2 мл)