

Центрифуга с охлаждением 5430 R с ротором F-35-6-30. Сэкономьте 26 %!




eppendorf



Многофункциональная микроцентрифуга с охлаждением 5430R с ротором F-35-6-30 для конических пробирок объёмом 15 и 50 мл (на фото)

Центрифуга с охлаждением 5430 R с ротором для конических пробирок

Микроцентрифуги 5430 и 5430 R обладают исключительной многофункциональностью. Они комплектуются как стандартными роторами для ПЦР-стрипов и микроцентрифужных пробирок объёмом до 2,0 мл, так и угловым ротором для конических пробирок объёмом 15 и 50 мл, который мы предлагаем Вам в комплекте с центрифугой с охлаждением 5430R.



Ротор F-35-6-30


- > Максимальная скорость: 7745 x g/(7830 об/мин)
- > Для 6 конических пробирок объёмом 15 и 50 мл или для 12 пробирок Vacutainer

Во время действия акции Вы можете приобрести центрифугу с охлаждением 5430 R в комплекте с ротором F-35-6-30 (для 6 конических пробирок объёмом 15/50 мл), Вы экономите 26 % по сравнению с покупкой центрифуги и ротора по отдельности

Наша цель – предоставить Вам оборудование, работа с которым максимально комфортна и приносит удовольствие. Поэтому микроцентрифуги Eppendorf спроектированы таким образом, чтобы обеспечить высокую эргономичность в процессе эксплуатации и превосходный температурный контроль. Ощутите непревзойденные легкость и удобство при работе с центрифугой Eppendorf

advantage

Новая акция, 1 сентября - 31 декабря 2015



Информация для заказа

Описание	Номер заказа	Ваша экономия*
Центрифуга с охлаждением 5430R (управление кнопками) с ротором F-35-6-30	2230 000.005	26 %
Центрифуга с охлаждением 5430R (управление ручками) с ротором F-35-6-30	2230 000.007	26 %

* Экономия по сравнению с покупкой центрифуги и ротора по отдельности

Москва ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru



Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
Оранбургская
тракт, 20
тел./факс:
(843) 277-6040
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Союзный, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rtd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Бесконечные возможности

Центрифуги Eppendorf



Новые комплекты центрифуг 5424 и 5424 R для молекулярно-биологических исследований, как со стандартным ротором, так и с ротором с увеличенным ободом Eppendorf Kit.



Ротор Eppendorf Kit

- > Максимальная скорость: 18111 x g (15000 об/мин)
- > Максимальная ёмкость: 18 спин-колонок или микроцентрифужных пробирок объёмом 1,5/2,0 мл
- > Увеличенный обод, защищающий крышки пробирок от срезания

Новый комплект! Центрифуги 5424/5424 R + два ротора

Центрифуги 5424 и 5424 R представляют собой новый лабораторный стандарт. Стандартный ротор на 24 пробирки объёмом 2,0 мл с ускорением до 21230 x g (5424R) идеально подходит для всех современных методов в области молекулярной биологии. Увеличенный обод ротора Eppendorf Kit на 18 мест позволяет центрифугировать спин-колонок и предотвращает срезание открытых крышек пробирок при центрифугировании.

Центрифуга с охлаждением 5424 R обеспечивает эффективное потребление энергии, а также высокую температурную точность для максимальной защиты Ваших образцов. Охлаждение до 4°C происходит всего за 8 минут, обеспечивая значительную экономию времени.

Во время действия акции Вы можете приобрести центрифугу 5424 или 5424 R в составе нового комплекта для молекулярно-биологических исследований со стандартным ротором и ротором с увеличенным ободом. Сэкономьте 18 % (5424 R) или 27 % (5424)!

Информация для заказа

Описание	Номер заказа	Ваша экономия
Комплект для молекулярно-биологических исследований (центрифуга с охлаждением 5424 R, управление ручками, со стандартным ротором и ротором с увеличенным ободом)	2230 000.001	18 %
Комплект для молекулярно-биологических исследований (центрифуга 5424, управление ручками, со стандартным ротором и ротором с увеличенным ободом)	2230 000.003	27 %



Одна центрифуга, два ротора: центрифуга с охлаждением 5430 R с ротором на 48 пробирок объёмом 1,5/2,0 мл и ротором на 16 пробирок объёмом 5,0 мл

Центрифуга с охлаждением 5430 R. Комплект с новым ротором

Обладая непревзойдённой многофункциональностью, центрифуги 5430 и 5430 R (с охлаждением) являются флагманами в линейке микроцентрифуг Eppendorf. Благодаря возможности выбора из 12 роторов, они идеально подходят для различных областей применения. Во время действия акции мы предлагаем Вам центрифугу с охлаждением 5430 R в комплекте с двумя роторами. Воспользуйтесь преимуществами ротора большой ёмкости на 48 пробирок объёмом 1,5/2,0 мл, а также откройте для себя новый ротор на 16 пробирок объёмом 5,0 мл! Оба ротора имеют систему Eppendorf QuickLock для быстрого открытия и закрытия крышки ротора. В комплекте 200 пробирок объёмом 5,0 мл и 2 штатива для них.

Комплектация центрифуги с новым ротором:

- > Центрифуга с охлаждением 5430R (управление ручками)
- > Аэрозоленепроницаемый ротор FA-45-48-11 (48 x 1,5/2,0 мл; 18210 x g/12700 об/мин)
- > Аэрозоленепроницаемый ротор FA-45-16-17 (16 x 5,0 мл; 21190 x g/14200 об/мин)
- > Пробирки объёмом 5,0 мл, Eppendorf Quality™, 200 шт.
- > Штатив для пробирок объёмом 5,0 мл, белый, 16 мест, 2 шт.

Во время действия акции Вы можете приобрести центрифугу с охлаждением 5430R в комплекте с новым ротором по специальной цене. Вы экономите 25 %!*

Информация для заказа

Описание	Номер заказа	Ваша экономия
Центрифуга с охлаждением 5430 R. Комплект с новым ротором.	2230 000.009	25 %

* Экономия по сравнению с покупкой центрифуги и ротора по отдельности

Москва ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru



Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
Оренбургский
тракт, 20
тел./факс:
(843) 277-6040
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Полова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru