


Новый капиллярный секвенатор SeqStudio



applied
biosystems
by Thermo Fisher Scientific

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Секвенирование по Сэнгеру по самой привлекательной цене!

- Для лабораторий с небольшим потоком образцов, для ЦКП – до 128 образцов в день
- Капилляры, помпа, полимер POP-1, анодный буфер – всё в едином картридже для удобства использования
- Управление процессом и анализ результатов секвенирования через сенсорный экран или ПК, мониторинг текущего пробега в реальном времени
- 4 капилляра (28 см), 6 красителей
- 96-луночные планшеты или 8-луночные стрипы
- Картридж рассчитан на 4 месяца работы, 125 запусков или 500 образцов



- **Секвенирование по Сэнгеру** – ресеквенирование, подтверждение данных NGS, поиск инсерций и делеций, определение гетерозиготного состояния, выявление минорных соматических мутаций.
- **Фрагментный анализ** – микросателлитный анализ, совместимость с методом MLPA, Applied Biosystems SNaPshot и проверка подлинности клеточных линий.

Другие капиллярные секвенаторы Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific



3500/3500xl

- 8/24 капилляра
- 256/768 образцов в день



3730/3730xl

- 48/96 капилляров
- >1000 образцов в день

Реактивы для капиллярных секвенаторов Thermo Fisher Scientific со склада Диаэм

Реактивы и расходные материалы для капиллярных секвенаторов для всех моделей

4336697	Буфер для секвенирования с BigDye Terminator v1.1/3.1, 5х, 1 мл
4440753	Формамид HI-DI, 4х5 мл
4311320	Формамид HI-DI, 25 мл
401735	Стандарт размерный GeneScan 350 ROX, 800 реакций
4366589	Стандарт размерный GeneScan 600 LIZ, 800 реакций
4337450	Набор для секвенирования BigDye Terminator v1.1, 100 реакций
4337451	Набор для секвенирования BigDye Terminator v1.1, 1000 реакций
4337455	Набор для секвенирования, BigDye Terminator v3.1, 100 реакций
4337456	Набор для секвенирования, BigDye Terminator v3.1, 1000 реакций
4376486	Набор для удаления невстроенных терминаторов, BigDye XTerminator, 100 реакций
4376487	Набор для удаления невстроенных терминаторов, BigDye XTerminator, 1000 реакций
4376484	Набор для удаления невстроенных терминаторов, BigDye XTerminator, 2500 реакций
75001.200.UL	Набор для очистки ПЦР-продуктов ExoSAP-IT Express, 100 реакций
75001.1.EA	Набор для очистки ПЦР-продуктов ExoSAP-IT Express, 480 реакций
75001.1.ML	Набор для очистки ПЦР-продуктов ExoSAP-IT Express, 500 реакций
75001.10.ML	Набор для очистки ПЦР-продуктов ExoSAP-IT Express, 5000 реакций
78250.40.UL	Набор для очистки ПЦР-продуктов ExoSAP-IT, 20 реакций
78200.200.UL	Набор для очистки ПЦР-продуктов ExoSAP-IT, 100 реакций
78201.1.ML	Набор для очистки ПЦР-продуктов ExoSAP-IT, 500 реакций
78205.10.ML	Набор для очистки ПЦР-продуктов ExoSAP-IT, 5000 реакций
N8010560	Планшеты MicroAmp 96-лун., для ПЦР и секвенирования, оптически прозрачные, 10 шт./уп.
4316813	Планшеты MicroAmp 96-лун., для ПЦР и секвенирования, оптически прозрачные, 500 шт./уп.
4316567	Пробирки MicroAmp 0,2 мл, для ПЦР и секвенирования, стрипы по 8 шт, опт. прозр. 125 стрип./уп.



Реактивы и расходные материалы для секвенатора SeqStudio

A31923	Протектор капиллярного блока для капиллярного секвенатора SeqStudio
403081	Держатель 96-лун. для стрипов и планшетов MicroAmp, 10 шт./уп.
A33671	Картридж с расходными материалами для капиллярного секвенатора SeqStudio
A33401	Контейнер с катодным буфером для капиллярного секвенатора SeqStudio. 4 шт./уп.
A35640	Септы для контейнера с катодным буфером для капиллярного секвенатора SeqStudio, 20 шт./уп.
A35643	Септы для 8-пробирочных стрипов для капиллярного секвенатора SeqStudio, 24 шт./уп.
A35641	Септы для 96-луночных планшетов для капиллярного секвенатора SeqStudio, 20 шт./уп.



Реактивы и расходные материалы для секвенатора 3130/3130xl, 3500/35

4404685	Блок 50-см капилляров для капиллярного секвенатора 3500, 1 x 8 шт.
4404689	Блок 50-см капилляров для капиллярного секвенатора 3500xL, 1 x 24 шт.
4393927	Буфер анодный в контейнере, для капиллярных секвенаторов серии 3500, 4 шт./уп.
4408256	Буфер катодный в контейнере, для капиллярных секвенаторов серии 3500, 4 шт./уп.
4393718	Реагент промывочный для капиллярных секвенаторов серии 3500, 1 упаковка
4404312	Набор стандартов секвенирования BigDye Terminator v3.1 для капиллярных секвенаторов серии 3500
4404314	Набор стандартов секвенирования BigDye Terminator v1.1 для капиллярных секвенаторов серии 3500
A26071	Полимер POP-6, для капиллярных секвенаторов серии 3500, 96 образцов
4393717	Полимер POP-6, для капиллярных секвенаторов серии 3500, 384 образца
4393712	Полимер POP-6, для капиллярных секвенаторов серии 3500, 960 образцов
A26073	Полимер POP-7 для капиллярных секвенаторов серии 3500, 96 образцов
4393708	Полимер POP-7 для капиллярных секвенаторов серии 3500, 384 образца
4393714	Полимер POP-7 для капиллярных секвенаторов серии 3500, 960 образцов
4352759	Полимер POP-7 для секвенаторов 3130/3130xl, 7 мл
4363785	Полимер POP-7 для секвенаторов 3130/3130xl, 3,5 мл
4412614	Септы для 96-луночных планшетов для капиллярных секвенаторов серии 3500, 20 шт/уп.
4410715	Септы для контейнера с катодным буфером для капиллярных секвенаторов серии 3500, 20 шт/уп.



000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 • тел./факс: (495) 745-0508 • sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Новосибирск
пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1
тел.
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел.
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, д. 23
тел.
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

**Ростов-
на-Дону**
пер. Семашко, д. 114
тел.
(863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
тел.
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел.
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
(094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

Узбекистан
Представитель
тел.
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru