

Полуавтоматический лабораторный автоклав 2540 ML



Основные характеристики:

- Тип загрузки: горизонтальный
- Камера сертифицирована в соответствии со стандартами ASME и PED
- Рабочее давление: 0 – 325 Кпа (абс.)
- Диапазон рабочей температуры: 100 - 134°C
- Материал камеры – нержавеющая сталь 316L

Габариты камеры:

- Объем: 23 л
- Диаметр камеры: 250 мм
- Глубина камеры: 400 мм

Материал камеры:

Нержавеющая сталь 316 L

Расчетное давление камеры:

Камера сконструирована под расчетное давление 2,8 Бар/142°C

Безопасность

Дверь:

- Дверь не может быть открыта, если камера находится под давлением
- Пар не будет поступать в камеру, если дверь не закрыта
- Цикл не начнется, если не сработал замок двери

Основные механизмы, обеспечения безопасности

- Предохранительный клапан. Срабатывает при превышении давлением в камере заданного значения
- Датчик уровня воды в парогенераторе

Электротехнические требования

- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Мощность: 2,2 кВт

Внешние габариты

- Ширина: 510 мм
- Глубина: 545 мм
- Высота: 365 мм

Вместительность

	250 мл	500 мл	1000 мл	2000 мл	3000 мл	5000 мл
Колба Эрленмейера	8 шт.	4 шт.	-	-	-	-
Флакон Schott Duran	10 шт.	8 шт.	-	-	-	-