



Оценка степени повреждения зерновок клопом «вредная черепашка»



Класс	Количество ...	% количества
Балл 0 Нет повреждения	0	0.0
Балл 1 Незначительные	0	0.0
Балл 2 Слабые	0	0.0
Балл 3 Умеренные	0	0.0
Балл 4 Сильные	24	12.7
Всего	189	100.0



Программное обеспечение позволяет получить для всей выборки зерен расчетные морфометрические параметры, а также определить процент площади зерновки, поврежденных клопом «вредная черепашка». Таким образом, можно объективизировать балловую шкалу. (изображения зерновок получены с использованием инфракрасного микроскопа).

ООО «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
094-01-01-73
armenia@dia-m.ru